

Manual do usuário

Sistema de Monitoramento de
Movimentos e Análise Remota em
Telemedicina

Versão do paciente/acompanhante presencial



Movtech

movtech-unicamp.github.io/
movtech.telehealth@gmail.com

I) Inicie pelo log-in

O primeiro passo de sua consulta à distância é se identificar no SMMAR-T


Informe os dados fornecidos pelo profissional da saúde (médico, fisioterapeuta, enfermeiro, técnico de enfermagem, entre outros) na tela inicial do SMMAR-T e clique em "**entrar**".



II) Fixe o celular ou dispositivo fornecido à articulação de interesse

O profissional da saúde que está lhe acompanhado irá informar onde você deve prender o celular.

Utilize fitas ou, preferencialmente, um cinto para celular e fixe-o bem no local do corpo informado.



III) Realize os movimentos que o profissional da saúde lhe pedir

O profissional da saúde irá receber dados sobre sua movimentação e poderá analisá-la.

Realize os movimentos conforme instruído e aguarde a interpretação do sistema e do profissional da saúde.





Movtech

movtech-unicamp.github.io/
movtech.telehealth@gmail.com